



## Prueba NADAL® Troponina I

Prueba rápida para la detección de troponina I cardíaca en sangre total, suero o plasma.

### Troponina I de Kardiales

La troponina cardíaca I (cTnI) es una proteína del músculo cardíaco que se libera a la sangre después de un daño al corazón. La troponina I se libera sólo entre 4 y 6 horas después de que se produce un ataque cardíaco y puede detectarse en la sangre hasta por 10 días.

Por tanto, ofrece una gran ventana de tiempo para detectar daños cardíacos.

Debido a su alta especificidad y sensibilidad en el tejido miocárdico, la troponina I se ha convertido en un importante biomarcador del infarto de miocardio.

En caso de infarto de miocardio, se requiere una acción rápida. La prueba NADAL® Troponina I cierra el lapso de tiempo hasta que los resultados clínicos de laboratorio estén disponibles. Puede ser particularmente importante para las salas de emergencia y los médicos generales.

### Prueba NADAL® Troponina I

La prueba NADAL® Troponina I es una prueba inmunológica rápida para la detección rápida y cualitativa de troponina I en sangre total, suero o plasma. A través de una prueba de corta duración


La prueba rápida de troponina I, que dura solo 10 minutos y proporciona una evaluación de prueba simple y clara, es una herramienta ideal para diagnosticar un infarto de miocardio. Sin embargo, no debería servir como único criterio. El límite de detección de troponina I cardíaca es de 0,5 ng/ml.

### Sus beneficios de un vistazo:

- ✓ Diagnóstico inmediato en el contexto de una emergencia por infarto
- ✓ Alta sensibilidad y especificidad.
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Resultados de pruebas rápidos y fiables en sólo 10 minutos
- ✓ Puede realizarse con sangre total, suero o plasma.
- ✓ Almacenamiento a temperatura ambiente



## Ejecución de pruebas



Puede encontrar una descripción detallada en las instrucciones de uso.

## Evaluación de prueba



## Prueba NADAL® Troponina I

Prueba rápida para la detección de troponina I cardíaca en sangre total, suero o plasma.

Producto	Material de muestra	sensibilidad	Especificidad	N ° de pedido.	Tamaño del paquete
Casete de prueba de troponina I NADAL®	Sangre total, suero, plasma.	99,2%	99,4%	282041N-05 282041N-10 282041N-20	5 piezas 10 piezas 20 piezas

El volumen de suministro incluye casetes de prueba • pipetas desechables • tubos capilares • tampones • instrucciones de uso

Nuestro equipo de ventas estará encantado de responder a todas sus preguntas en

Tel.: +49 941 29010-0 o +49 2841 99 820-0 y por correo electrónico [vertrieb@nal-vonminden.de](mailto:vertrieb@nal-vonminden.de)

¡Te ayudamos a cuidar!  
¡Te ayudamos a cuidar!

